

LETTINO SERIE M



M2 Cod. ALE03.01

M4 Cod. ALE03.03





DATI TECNICI

2 Sezioni
 Regolazione elettrica tramite pedaliera
 Regolazione elettrica perimetrale (option)
 Kit ruote (option)
 Lunghezza 200 cm; Larghezza 65cm (option 55,60,80cm)
 Carico di lavoro 210Kg
 Regolazione elettrica dell'altezza 45-92 cm
 Testata regolabile da -90°/+35°
 Garanzia. 10 anni telaio /24 mesi motore ed elettronica
 Diversi colori disponibili
 Certificazione Med 42/EEC

DATI TECNICI

4 Sezioni
 Regolazione elettrica tramite pedaliera
 Regolazione elettrica perimetrale (option)
 Kit ruote option
 Lunghezza 200 cm; Larghezza 65cm (option 55,60,80cm)
 Carico di lavoro 210Kg
 Regolazione elettrica dell'altezza 45-92 cm
 Testata regolabile da -90°/+35°
 Garanzia. 10 anni telaio /24 mesi motore ed elettronica
 Diversi colori disponibili
 Certificazione Med 42/EEC



OPTIONALS

Kit ruote ALE03.08X01	Regolazione perimetrale ALE03.08X02	Tappo naso bocca ALE03.10X10	Testata doppia cerniera ALE03.08X08	Imbottitura bicolore
Posizione di drenaggio ALE03.08X09	Supporto fissaggio ascellare ALE03.08X10	Supporto fissaggio pelvico ALE03.08X02	Porta lenzuolino ALE03.01X02	Braccioli laterali ALE03.08X03



F3 Cod. ALE03.05

F5 Cod. ALE03.07




DATI TECNICI


3 Sezioni
 Regolazione elettrica tramite pedaliera
 Regolazione elettrica perimetrale (option)
 Kit ruote (option)
 Lunghezza 200 cm; Larghezza 65cm (option 55,75cm)
 Carico di lavoro 210Kg
 Regolazione elettrica dell'altezza 45-92 cm
 Testata regolabile da -90°/+35°
 Sollevamento sezione arti inferiori +70°/-12°
 Garanzia. 10 anni telaio /24 mesi motore ed elettronica
 Imbottitura SKAI Fashion E lux 15 colori
 Certificazione Med 42/EEC

DATI TECNICI

5 Sezioni
 Regolazione elettrica tramite pedaliera
 Regolazione elettrica perimetrale (option)
 Kit ruote (option)
 Lunghezza 200 cm; Larghezza 65cm (option 55,75cm)
 Poggia braccioli regolabili in altezza
 Carico di lavoro 210Kg
 Regolazione elettrica dell'altezza 45-92 cm
 Testata regolabile da -90°/+35°
 Sollevamento sezione arti inferiori +70°/-12°
 Garanzia. 10 anni telaio /24 mesi motore ed elettronica
 Imbottitura SKAI Fashion E lux 15 colori
 Certificazione Med 42/EEC



YouTube



YouTube

OPTIONALS

Kit ruote ALE03.08X01	Regolazione perimetrale ALE03.08X02	Tappo naso bocca ALE03.10X10	Testata doppia cerniera ALE03.08X08	Imbottitura bicolore
Posizione di drenaggio ALE03.08X09	Supporto fissaggio ascellare ALE03.08X10	Supporto fissaggio pelvico ALE03.08X02	Porta lenzuolino ALE03.01X02	Braccioli laterali ALE03.08X03

LETTINO SERIE FX



FX3 Cod. ALE03.09

FX5 Cod. ALE03.10




DATI TECNICI


Letto 3 sezioni
 Nr. 02 motori
Poggia braccioli regolabili in altezza
 Regolazione testata -90° + 35°
Regolazione altezza 48-88 cm
 Dimensioni 200x65 cm (possibilità 55,)
 Sollevamento sezione arti inferiori +70°/-12°
 Imbottitura Skai Faschion e Lux 15 colori
 Garanzia: 10 anni telaio; 2 anni motore ed elettronica
 Carico lavoro 250 kg
 Certificazione Med 42/EEC

DATI TECNICI

Letto 5 sezioni
 Nr.02 motori
Poggia braccioli regolabili in altezza
 Regolazione testata -90° + 35°
 Regolazione altezza 48-88 cm
 Dimensioni 200x65 cm (possibilità 55,)
 Sollevamento sezione arti inferiori +70°/-12°
 Imbottitura Skai Faschion e Lux 15 colori
 Garanzia: 10 anni telaio; 2 anni motore ed elettronica
 Carico lavoro 250 kg
 Certificazione Med 42/EEC



YouTube



YouTube

OPTIONALS

Kit ruote ALE03.08X01	Regolazione perimetrale ALE03.08X02	Tappo naso bocca ALE03.10X10	Testata doppia cerniera ALE03.08X08	Imbottitura bicolore
Incluso FX 	Incluso FX 			
Posizione di drenaggio ALE03.08X09	Supporto fissaggio ascellare ALE03.08X10	Supporto fissaggio pelvico ALE03.08X02	Porta lenzuolino ALE03.01X02	Braccioli laterali ALE03.08X03
			Incluso FX 	



<p>Cod. ALE03.X05 SGABELLI CON ALTEZZA REGOLABILE:</p>  <p>In vari colori Seduta imbottita in finta pelle Ø 33 cm. Altezza regolabile da 53 a 68 cm</p>	<p>Cod. AC013.X06 3D SEDUTA SWOPPER</p>  <p>Swopper permette di stare seduti sempre in modo corretto, manterrete l'equilibrio attivando i muscoli di tutto il corpo</p>
<p>Cod. AC015.02 CUNEO ORIGINALE KALTENBORN</p>  <p>Appositamente progettato per la mobilizzazione degli arti e della colonna vertebrale</p>	<p>Cod. AC015.03 CINGHIA MULLIGAN</p>  <p>La cinghia per mobilizzazioni Mulligan misura 2,50mt di nylon blu. Utilizzata per mobilizzare il paziente.</p>
<p>Cod. ACO10.01 CUSCINO CON FORO</p>  <p>Cuscino con foro naso bocca in schiuma memoria di forma interamente sfoderabile e lavabile misure: 27x27cm</p>	<p>MODELLI ANATOMICI</p>  <p>Modelli anatomici di tutte le articolazioni in varie misure con abbinabili varie tavole didattiche</p>
<p>CUSICNI VARIE MISURE</p> 	<p>PER RICHIEDERE UN PREVENTIVO O RICEVERE IL DETTAGLIO DEI VARI PRODOTTI:</p> <p>E-mail: marco@abilitygroup.it Tel. 041 5906636</p>