



SPEED PULLEY MURO



SPEED PULLEY MOBILE



VERTICAL PULLEY



CARATTERISTICHE TECNICHE

Speed Pulley a muro dotata di 2 maniglie con brevetto SPEED che permette di eseguire esercizi anche a diverse velocità senza avere il contraccolpo del peso

Possibilità di inserire numerosi accessori

DIMENSIONI:

APA04.05 SPEED PULLEY 50KG, 20*2,5kg

- Altezza: 230 cm
- Larghezza: 26 cm
- Profondità 24 cm
- Peso totale 81 kg

Apa04.06 speed pulley 100KG, 20*5KG

- Altezza: 216 cm
- Larghezza 51 cm
- Profondità 46 cm
- Peso totale 174 kg (100 kg peso)

Medical CE

Garanzia 2 / 10 years

CARATTERISTICHE TECNICHE

Speed Pulley Mobile sicuramente l'attrezzo più versatile al mondo in riabilitazione. Ha le stesse caratteristiche della versione a muro con brevetto SPEED compreso. La differenza sta nella base che la rende mobile e nell'altezza leggermente inferiore di 190cm

Possibilità di inserire numerosi accessori

DIMENSIONI:

APA04.07 SPEED PULLEY MOBILE 50KG, 20*2,5kg

- Altezza: 190 cm
- Larghezza: 66 cm
- Profondità 100 cm
- Peso totale 85 kg

Medical CE

Garanzia 2 / 10 years

CARATTERISTICHE TECNICHE

La Vertical pulley è sicuramente la Pulley a completamento della versione Speed in quanto permette di utilizzare carichi superiori e ottimale per l'utilizzo della barra di peso negativo. Ha un'altezza che può essere regolata da 228cm a 298cm

DIMENSIONI:

APA04.12 VERTICAL PULLEY 50KG, 20*2,5kg

- Altezza: 228cm a 298cm
- Larghezza: 51 cm
- Profondità 77 cm
- Peso totale 139 kg

APA04.06 speed pulley 100KG, 20*5KG

- Altezza: 228cm a 298cm
- Larghezza 51 cm
- Profondità 77 cm
- Peso totale 189 kg (100 kg peso)

Medical CE

Garanzia 2 / 10 years

MET SYSTEM

Una Palestra riabilitativa in poco spazio e a costi contenuti



www.abilitygroup/met

- Carichi graduali con incrementi di 500gr
- Regolazione del punto di trazione a varie altezze
- Definizione del Range of Motion
- Regolazione della velocità di esecuzione tramite il BREVETTO SPEED
- Vari accessori a disposizione



PALESTRA MET

L'esercizio terapeutico globale dosato sul paziente

Progettiamo la tua palestra MET in piccoli spazi e a costi contenuti



MET SYSTEM, L'attrezzo più versatile in riabilitazione: ACCESSORI



ABILITY GROUP

APA04.01X01
Fascia imbottita caviglia/polsi
25*8cm

APA04.01X02
Fascia imbottita
coscia/spalla/testa 55x8cm

APA04.01X03
Fascia imbottita d vita
100x8cm

APA04.01X04
Fascia imbottita per
movimenti di rotazione

APA04.01X06
Fascia imbottita multiuso
(indicata per la cervicale)



APA04.01X07
Fascia pelle caviglia/polsi

APA04.01X08
Fascia in pelle da vita corta

APA04.01X09
Fascia in pelle da vita lunga

APA04.01X10
Fascia in pelle rotazione

APA04.01X06
Fascia pelle caviglia piccola



APA04.01X11
Barra di sostegno senza ruota

APA04.01X08
Raddoppiatore peso
dell'esercizio

APA04.01X20
Pulley concentrico toglie
l'eccentrico per il concentrico

APA04.01X10
Set di pesi: 100gr.
200gr.300gr.

APA04.05X01
Cavalletto barra incrociata
per Pulley per Speed muro



APA04.01X11
Palla baseball

APA04.01X18
Maniglia vogatore

APA04.11X01
Barra per trazioni inclusa
nella Vertical pulley

APA04.01X17
Maniglia per tricipiti

APA04.05X02
Cavalletto barra incrociata
per Speed Pulley Mobile



APA03.04X01
Dispositivo rotazione spalla

APA03.04X02
Appoggia testa panca 3
sezioni

APA03.00X02
Pedana di rotazione

APA04.11X03
Scalino regolabile in altezza

APA04.01X19
Barra di peso negativo



ABILITY GROUP